

Dahlhausen Masque haute concentration adulte Type 8130

REF: 01.000.08.130

VE: 50 pièces

VSE: 50 pièces

Description

Masque haute concentration adulte sans ré-inhalation, avec deux valves silicones, poche 600 ml, tubulure sécurisée (longueur: 213 cm) avec connecteurs standards

Débit (L/min)	FiO ₂ (%)
6	40 %
8	45 %
10	55 %

Composition des matériaux

Produit

Masque: PVC
Pince nasale: Aluminium
Tubulure : PVC
Réservoir: PVC
Connecteur: PP
Élastique: PP/ Lycra
Valves: Silicone

Emballage

Emballage unitaire: PE
Suremballage: Carton ondulé

01.000.08.130
QM / Rev. 01 – 06.11.02
QM/Rev. 02/05.08.2010
QM/Rev. 16.07.2012
QM/Rev. 03/22.08.2013