

Verneblersets mit Maske



REF: 01.000.08.752, 01.000.08.753

Produktgruppe: O2-Therapie-Zubehör

Verwendungszweck:

Die Verneblersets dienen der Vernebelung von dafür geeigneten Medikamenten und deren inhalative Aufnahme.

Produktbeschreibung:

Die Verneblersets verfügen über eine Maske mit Nasenbügel, einen Verneblertopf mit zentralem Anschluß und einen Sauerstoffverbindungsschlauch mit einem Standard- und einem Universalkonnektor.

Sterilität: Nein

REF	Anwendungsbereich	Länge (Sauerstoffschlauch)	Volumen (Vernebler)	ABE_MENGE	ABE_GTIN	VPE_MENGE	VPE_GTIN
01.000.08.752	Kind	210 cm	6 ml	50 Stck	04034342112585	50 Stck	04034342112585
01.000.08.753	Erwachsener	210 cm	6 ml	50 Stck	04034342010560	50 Stck	04034342010560

Material

Produkt	PVC, Aluminium, PP
Verpackung	PE-Beutel, Wellpappe
Latex	Nein
DEHP/BBP/DBP	Nein

Weitere Informationen

Regulatorische Grundlagen	Richtlinie 93/42/EWG
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Klassifizierung	Ila
UMDNS	10-046
eClass	34500304
Hersteller	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Einmalprodukt	Ja
Sterilisation	-
Haltbarkeit	5 Jahre
Gebrauchsanweisung	Ja