

Dahlhausen Pleura-Punktions-Set

REF: 07.048.00.000

VE: 10 Stück

VSE: 30 Stück

Beschreibung

Set dient zur Punktion des Pleuraspaltes zur Sekretdrainage.
Das Set besteht aus einem Sekretbeutel 2 l, Schlauch mit 3-Wege-Hahn, Punktionsnadel und Spritze.

Materialzusammensetzung

Produkt

Schlauch:	PVC
Spritze:	PP
Punktionsnadel:	rostfreier Edelstahl, ABS, PP, PE Größe: 2,1 x 80 mm (14G x 3 1/8)
Beutel:	PVC
3-Wege-Hahn:	ABS, PC

Verpackung

Einzelverpackung:	Papier, Verbundfolie Polyamid / Polyethylen
Umkarton:	Wellpappe

Sterilisation

EO-Gas

07.048.00.000
QM/Rev.-Nr. 04 – 06.11.2020