

Tracheal-Saugsets, Trichter/Stufenansatz**REF:** 07.098.00.003**Produktgruppe:** Sterile OP-Saug-Sets**Verwendungszweck:**

Die Trachealsaugsets dienen zur Absaugung und zum Auffangen von Sekreten aus den oberen und unteren Atemwegen.

Produktbeschreibung:

Die Trachealsaugsets bestehen aus einem Auffanggefäß (Fassungsvermögen: 8 - 10 ml), einem Stufenansatz, einem Trichter und einem Verschlußdeckel.

Sterilität: Ja

REF	ABE_MENGE	ABE_GTIN	VPE_MENGE	VPE_GTIN
07.098.00.003	60 Stck	04034342053499	180 Stck	04034342053505

Material

Produkt	PVC
Verpackung	Papier, PA/PE/PP, Wellpappe
Latex	Nein
DEHP/BBP/DBP	Nein

Weitere Informationen

Regulatorische Grundlagen	Richtlinie 93/42/EWG
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Klassifizierung	Ila
UMDNS	10-219
eClass	34241301
Hersteller	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Einmalprodukt	Ja
Sterilisation	EO-Gas
Haltbarkeit	5 Jahre
Gebrauchsanweisung	Nein