

technisches Datenblatt

Name: Reinigungsbürste

REF: 09064

Beschreibung: Instrumentenreinigungsbürste doppelseitig mit Kunststoffborsten

Spezifikation:

lange Bürstenseite

kurze Bürstenseite

| | | |
|----------------|----------------|-----------|
| Borstenlänge: | 09-11 mm | 8-15 mm |
| Borstenstärke: | 0.18 – 0.20 mm | 0.20 mm |
| Borstenfeld: | 53 Löcher | 16 Löcher |
| Bürstenlänge: | 33 mm | 10 mm |
| Bürstenbreite: | 12 mm | 10 mm |

Materialien:

Körper: Polypropylen (PP) / Thermoplastische Elastomere (TPE)

Borsten: Polyamid (PA)

Verpackung: 10 Stück

Lensahn, 13.05.13 / W

EG-Konformitätserklärung nach Anhang VII Richtlinie 93/42/EWG

Wir, die Firma

**Interlock Medizintechnik GmbH
Zum Windpark 1
D-23738 Lensahn
Tel.: 04363/905900
Fax: 04363/90590590**

erklären in eigener Verantwortung, dass das Medizinprodukt, Klasse I gemäß Anhang IX Richtlinie 93/42/EWG, mit der Bezeichnung:

**Reinigungsbürsten für
Instrumente**

mit den in Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG genannten grundlegenden Anforderungen konform ist.

Lensahn, 13.05.2013



Unterschrift
Matthias Wagner
Qualitätsmanagement