

hawo-Artikel Nr.: 6.812.070 -;**Seite 1/1
Version:1.01**

Firmenbezeichnung: hawo GmbH
Obere Au 2-4
74847 Obrigheim
Phone: +49 (0) 6261 -9770-0
E-Mail: info@hawo.com

Handelsname: Label Steam L Indikator; 6.812.070

Größe: 55 x 33 mm

Material: Papier Duplex, weiß

Flächengewicht: 65 g/m², 58 mm breit

Klebstoff: 2x festhaftend, UV-basierend, nicht toxisch

Sterilisationsmethode: geeignet für die STEAM-Sterilisation

Druck: Der Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe rosa auf braun um. Der Farbumschlag entspricht der Europäischen Normen EN 867-2 und ISO 11140-1.

Verpackung: 10 Rollen im Karton