

Getinge Assured

Emulating Indicator 18

Der Getinge Assured Emulating Indicator 18 ist zum Gebrauch in Dampfsterilisatoren mit einer Betriebstemperatur von 134 °C bestimmt.

Der Emulationsindikator zeigt an, dass die Sterilisationsparameter (Zeit, Temperatur und Dampf) gemäß EN ISO 11140-1 eingehalten wurden.



Leistungsmerkmale

Wenn der Getinge Assured Emulating Indicator 18 geeigneten Dampfsterilisationsbedingungen ausgesetzt wird, ändert sich die Farbe des Rautensymbols von Violett in Grün.

Vorgabewerte

Zeit bei 134 °C

19 Minuten

*Gemäß Ermittlung in einem Dampfsterilisationsresistometer. Die Einwirkzeiten des Resistometers können von den Standardeinwirkzeiten des Dampfsterilisators abweichen.

Physikalische Eigenschaften

- **Beschichtung:** oben und unten
- **Abmessungen:** 101 mm x 19mm
- **Verpackung:** 250 Indikatoren in verschleißbarem Beutel mit Feuchtigkeitssperre

Umgebungsbedingungen

Lagerung: In der versiegelten Original-Verpackung bei Raumtemperatur (10–38 °C) und 10–60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor Licht und Hitzeeinwirkung schützen.

Dauer der Haltbarkeit

24 Monate. Das Verfallsdatum ist auf der Produktverpackung aufgedruckt.

Standardklassifizierung

EN ISO 11140-1, Typ 6.

Bestellinformation

Getinge Assured
Emulating Indicator 18

Bestellnummer
504051400