

Produkte-Spezifikation



Cosanum Dusch- + Badeschutz

Bezeichnung	Unterarm Erwachsene	Ganzarm Erwachsene	Unterschenkel Erwachsene	Ganzbein Erwachsene
Artikel-Nr.	379008200 238200.999	379008201 238201.999	379008202 238202.999	379008203 238203.999
Beschrieb	Dusch- Badeschutz aus naturfarbenen Polyurethan (TPU), mit 25 mm breitem, schwarzen Klettverschlussband und zusätzlichen NEOPREN-Abschlussband. Für die tägliche Hygiene, mehrmals verwendbar. Das perfekte Hilfsmittel zum Baden und Duschen für Patienten mit z.B. Gips- und Wundverbänden. Der Einsatz zum Schwimmen oder Tauchen ist nur begrenzt geeignet.			
Grössen	200 x 570 mm	200 x 800 mm	250 x 720 mm	320 x 1'100 mm
Material (Hülle)	Thermoplastisches Polyurethan (TPU) naturfarben/semi-transparent, 0,150 mm Materialstärke			
Material (Abschlussband)	Neopren Innen schwarz / Aussen blau			
Grössen Neopren-Abschlussband	500 x 75 mm	500 x 75 mm	620 x 75 mm	740 x 75 mm
Verpackung	Dusch- Badeschutz einzeln verpackt in unbedruckten, weissen Kartondispenser mit SK-Etikette (3-sprachig)			
Menge/Einheit	1 Stück/Dispenser	1 Stück/Dispenser	1 Stück/Dispenser	1 Stück/Dispenser
Umverpackung	10 Dispenser/Karton	10 Dispenser/Karton	10 Dispenser/Karton	10 Dispenser/Karton

EAN pro Umverpackung	7640172063026	7640172063033	7640172063040	7640172063057
Transportverpackung	8 Umkarton/TU	8 Umkarton/TU	8 Umkarton/TU	8 Umkarton/TU
Herkunftsland	China	China	China	China
Zolltarifnummer	9021.1000	9021.1000	9021.1000	9021.1000
Klassifizierung	Klasse 1 Non Medical	Klasse 1 Non Medical	Klasse 1 Non Medical	Klasse 1 Non Medical

Wir sichern Ihnen zu, dass unsere Produkte bei sachgerechter Lagerhaltung (z.B. Sonnenlicht, Hitze und Feuchtigkeit) eine Mindesthaltbarkeit von 12 Monaten ab Produktionsdatum aufweisen.