

Schutzhüllen für US-sonden, Latex, steril


REF:

42.201.13.057, 42.200.26.205, 42.200.28.203,
42.200.30.305, 42.200.33.198, 42.200.36.201,
42.200.36.301, 42.200.40.301

Produktgruppe:

Sterile Schutzhüllen für Ultraschallsonden

Verwendungszweck:

Die Schutzhüllen dienen dem Schutz der Patienten und der medizinischen Geräte vor Kontamination und Kreuzkontamination. Diese speziellen Schutzhüllen sind für die Anwendung bei transvaginalen und transanal Untersuchungen vorgesehen.

Produktbeschreibung:

Die Schutzhüllen für Ultraschallsonden sind ganz gerollt.

Sterilität:

Ja

REF	Breite	Länge	ABE_MENGE	ABE_GTIN	VPE_MENGE	VPE_GTIN
42.201.13.057	13,5 mm	55 mm	20 Stck	04034342313944	600 Stck	04034342313951
42.200.26.205	26 mm	200 mm	20 Stck	04034342314064	600 Stck	04034342314071
42.200.28.203	28 mm	200 mm	20 Stck	04034342314125	600 Stck	04034342314132
42.200.30.305	30 mm	300 mm	20 Stck	04034342314187	600 Stck	04034342314194
42.200.33.198	33 mm	195 mm	20 Stck	04034342314361	600 Stck	04034342314378
42.200.36.201	36 mm	200 mm	20 Stck	04034342314309	600 Stck	04034342314316
42.200.36.301	36 mm	300 mm	18 Stck	04034342358037	540 Stck	04034342358044
42.200.40.301	40 mm	300 mm	18 Stck	04034342358365	540 Stck	04034342358372

Material

Produkt	Latex
Verpackung	REF 42.201.13.057: PET - Aluminium - PE Folien pouch, Wellpappe REF 42.200.26.205 - 42.200.40.301: Wipak FitForm + Wipak Grid paper peel pouch, Wellpappe
Latex	Ja
DEHP/BBP/DBP	Nein

Weitere Informationen

Regulatorische Grundlagen	Richtlinie 93/42/EWG
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Klassifizierung	Is
UMDNS	14-464
eClass	34270116
Hersteller	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Einmalprodukt	Ja
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung
Haltbarkeit	2 Jahre
Gebrauchsanweisung	Nein