

FICHE DE

Description

Références : 69601

Film imperméable stratifié, bleu, jetable, hydrofuge, possibilité d'imprégnation et de contact prolongé avec les fluides sur le devant, dos ouvert perforé.

Dimensions

L XXL

Longueur (de l'épaule à l'ourlet) 121 cm 121 cm

Longueur des manches (de l'aisselle à la manchette / au passe-pouce) 61 cm 62 cm

Tour de cou 27 cm 27 cm

Largeur du corps (poitrine) 71 cm 84 cm

Largeur (globale) : 119 cm 140 cm

Propriétés

Poids de base du matériau de base : 38 g/m²

Le matériau a subi des tests conformément à la norme ASTM F 1671 – Pénétration virale, et à la norme ASTM F 739-99a – Résistance à l'imprégnation par des liquides et des gaz.



Indication

Ce produit est destiné à éviter le transfert d'agents infectieux du personnel présent dans le bloc aux patients.

Produit à usage unique.

Counter Indication

Aucune en particulier.

Main Materials

Matériau de base : Film stratifié en fibres spunbond (polypropylène)

Manchettes et fils : Polyester

Fermeture de l'encolure : Ruban d'attache avec membrane détachable.

Ne contient pas de caoutchouc / latex naturel.

Ne contient pas de DEHP.

Sterilisation

Non stérile.

Shelf Life

Aucune n'est mentionnée.

Packaging

69600, 69601, 69602 et 69603 : Emballage de transport contenant 100 articles.

10 articles sont placés dans 1 sachet en polyéthylène, 10 sachets en polyéthylène sont placés dans 1 emballage de transport.

Codage par code à barres : Symbologie GS1-128, linéaire, sur l'emballage de transport et les sachets.

Manufacturing

Produit fabriqué en Chine.

Le système Qualité du site de fabrication est conforme à la norme ISO 13485.

Regulatory Information

Produit marqué CE en conformité avec le Règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Classe de dispositif : I.

Storage

Entreposer dans un endroit sec et frais, à l'écart des sources intenses de chaleur.

À conserver dans l'emballage de transport, autant qu'il est pratiquement possible.