

TECHNICAL DATA SHEET

Beschreibung

Referenz: 69601

Flüssigkeitsundurchlässiges Folien-Laminat, blau, flüssigkeitsresistenter Einwegartikel, Potenzial für Durchnässung und starkem Flüssigkeitskontakt auf der Vorderseite, perforierte offene Rückseite.

Maße:

L XXL

Länge (von Schulter bis Saum) 121 cm 121 cm

Ärmellänge (Achselhöhle bis Manschette/Schlaufe) 61 cm 62 cm

Halslänge 27 cm 27 cm

Körperbreite (Thorax) 71 cm 84 cm

Breite (gesamt) : 119 cm 140 cm

Eigenschaften:

Grundgewicht des Basismaterials: 38 g/m²

Das Material wurde gemäß ASTM F 1671 (virale Penetration) und gemäß ASTM F 739-99a (Widerstand gegen Permeation durch Flüssigkeiten und Gase) getestet.



Indikation

Um die Übertragung von Infektionserregern zwischen dem Personal im Operationssaal und dem Patienten zu verhindern. Einwegprodukt.

Gegenindikation

Keine besondere.

Hauptmaterialien

Grundmaterial: Spinnvlies-Laminat (Polypropylen)

Bündchen und Fäden: Polyester

Hals-Verschluss: Befestigungsband mit Abziehstreifen.

Enthält kein Naturkautschuklatex.

Enthält kein DEHP.

Sterilisation

Nicht steril.

Haltbarkeitsdauer

Keine Angabe.

Verpackung

69600, 69601, 69602, and 69603: Versandkarton mit 100 Stück

10 Einheiten befinden sich in einem Polyethylenbeutel,

10 Polyethylenbeutel befinden sich in 1 Versandkarton.

Barcodierung: GS1-128 Symbologie, linear, auf Versandkarton und Beuteln.

Herstellung

Produkte hergestellt in China.

Das Qualitätssystem der Produktionsstätte entspricht der Norm ISO 13485.

Rechtliche Informationen

Produkt CE-gekennzeichnet gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Klasse des Produkts: I.

Lagerung

Trocken und kühl lagern und von starken Wärmequellen fernhalten.

Bewahren Sie so viel wie möglich in der Versandverpackung auf.