

NOTICE TECHNIQUE

Déscription

Références : 69766

Matériau SMS 3 couches, sans manches, couvrante sur toute la longueur, pan chevauchant derrière, fermeture par lien à la taille, bleue

Dimensions :

Longueur (devant, du cou jusqu'en bas) 117 cm

Propriétés : Poids de base du matériau de base : 28 g/m²

Indication

Casaque idéale pour le confort et l'intimité du patient. Produit à usage unique.

Contre-indications

Aucune en particulier.

Matériaux principaux

Matériau de base : Matériau SMS (polypropylène), traité localement pour être déperlant au contact de l'alcool et dissiper l'électricité statique.

Ne contient pas de caoutchouc / latex naturel.

Stérilisation

Non stérile.

Durée de conservation

Aucune n'est mentionnée.

Conditionnement

Emballage de transport contenant 100 articles.

10 articles sont placés dans 1 sachet en polyéthylène et 10 sachets en polyéthylène sont placés dans 1 emballage de transport.

Fabrication

Produit fabriqué au Mexique ou aux États-Unis. Le système Qualité du site de fabrication est conforme à la norme ISO 13485.

Informations réglementaires

Produit marqué CE en conformité avec le Règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Classe de dispositif : I.

Stockage

Entreposer dans un endroit sec et frais, à l'écart des sources intenses de chaleur.

À conserver dans l'emballage de transport, autant qu'il est pratiquement possible.