

TECHNICAL DATA SHEET

Beschreibung

Referenz: 69766

Dreilagiges SMS-Gewebe, ärmellos, volle Länge mit überlappendem Rückenteil, das durch einen Taillengürtel gesichert wird, blau
Maße: Länge (Hals, bis zum unteren Ende) 117cm, Halslänge 18cm, Körperbreite (Thorax) 66cm, Armöffnung 29cm, Gürtellänge 168cm
Eigenschaften:

Grundgewicht des Basismaterials: 28g/m²

Indikation

Kittel ideal für den Komfort des Patienten und den Schutz seiner Privatsphäre. Einwegprodukt.

Gegenindikation

Keine besondere.

Hauptmaterialien

Grundmaterial: SMS-Gewebe (Polypropylen), topisch behandelt zur Alkoholabweisung und statischen Ableitung. Enthält kein Naturkautschuklatex. Enthält kein DEHP.

Sterilisation

Nicht steril

Haltbarkeitsdauer

Keine Angabe.

Verpackung

Versandkarton mit 100 Stück. 10 Einheiten werden in 1 Polyethylenbeutel und 10 Polyethylenbeutel werden in dem Versandkarton untergebracht. Barcodierung: GS1-128 Symbolik, linear auf Versandkarton und Beuteln.

Herstellung

Das Produkt ist in Mexiko oder den USA hergestellt. Das Qualitätssicherungssystem der Produktionsstätte entspricht der ISO 13485-Norm.

Rechtliche Informationen

Produkt CE-gekennzeichnet gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Klasse des Produkts: I.

Lagerung

An einem trockenen und kühlen Ort lagern, fern von intensiven Wärmequellen und so weit wie möglich in der Versandverpackung aufbewahren.