

TENA Slip Maxi

Protezione per perdite urinarie da grave a molto grave.



Denominazione articolo	TENA Slip Maxi S	TENA Slip Maxi M	TENA Slip Maxi L	TENA Slip Maxi XL
Numéro de l'article	710824	712400	712500	712144
Contenuto della confezione	3 x 24 pz	3 x 24 pz	3 x 24 pz	3 x 24 pz
Circonferenza dei fianchi raccomandata	56-85 cm	70-122 cm	92-150 cm	120-160cm
Dimensioni del prodotto	69 x 48 cm	80 x 66 cm	94 x 78 cm	98 x 82 cm
Peso del prodotto	91 g	138 g	164 g	168 g
Capacità di assorbimento "Rothwell Test" (ISO 11948-1)	2000 g	3150 g	3550 g	3550 g
Produttore	Essity			
Paese di produzione	Gennepe/Pay-Bas			

Componenti del prodotto

- Polpa di cellulosa
- Poliacrilato di sodio (Super-Absorber)
- Polipropilene, polietilene
- Carbonato di calcio
- Polietere-poliuretano
- Poliestere
- Adesivo

Caratteristiche del prodotto

- Superficie FeelDry™ - Lo strato superiore e lo strato di distribuzione assorbono i liquidi dalla superficie mantenendo la pelle asciutta.
- Materiali traspiranti - Materiale tessile e traspirante che permette all'aria di circolare per la salute e il benessere cutaneo.
- Doppio nucleo ad elevato potere assorbente - Per la massima sicurezza in caso di perdita
- Chiusure in velcro extra larghe - Diverse regolazioni per una vestibilità perfetta
- Indicatore di cambio – Si colora quando è tempo di cambiarle
- Odour Neutralizer - Contribuisce a ridurre gli odori indesiderati
- Dermatologicamente testato
- Privo di lattice