

TENA Slip Super

Protection pour les fuites urinaires fortes.



Désignation de l'article	TENA Slip Super S	TENA Slip Super M	TENA Slip Super L	TENA Slip Super XL
Numéro de l'article	711130	711208	711404	712143
Contenu de l'emballage	3 x 30 pcs	3 x 30 pcs	3 x 30 pcs	3 x 28 Stk.
Tour de hanche recommandé	56-85 cm	70-122 cm	92-150 cm	120-160cm
Dimensions du produit	69 x 48 cm	80 x 66 cm	94 x 78 cm	98 x 82 cm
Poids du produit	76 g	112 g	127 g	148 g
Capacité d'absorption selon le "Test Rothwell" (ISO 11948-1)	1700 g	2450 g	2650 g	2650 g
Fabricant	Essity			
Pays de fabrication	Pays-Bas	Pologne		Pays-Bas

Ingrédients du produit

- Pulpe de cellulose floconneuse
- Sodium polyacrylate (super-absorbant)
- Polypropylène, polyéthylène
- Carbonate de calcium
- Polyéther polyuréthane
- Polyester
- Adhésif

Caractéristiques du produit

- Empiècements latéraux ComfiStretch™ – pour jusqu'à 40 % d'élasticité en plus, s'adaptent facilement à différentes morphologies
- DuoLock Core™ – garde la peau sèche plus longtemps NOUVEAU : Sécheresse améliorée jusqu'à 30 %
- Surface FeelDry™ Advanced – transporte immédiatement le liquide vers le cœur pour une sensation de sécheresse absolue
- ConfioAir™ – le produit 100 % respirant permet à la peau de respirer, évite la transpiration et favorise une peau saine et sèche
- Nouvelles attaches velcro larges – ajustables à plusieurs reprises pour un ajustement parfait
- Odour Neutralizer – réduit efficacement les odeurs désagréables
- Informations codées par couleur sur le niveau d'absorption, la taille et le type de produit & indicateur d'humidité – facilite le choix et le changement du produit
- Testé dermatologiquement
- Sans latex