

# TENA Slip Super

Protezione per perdite urinarie pesanti.



Denominazione articolo	TENA Slip Super S	TENA Slip Super M	TENA Slip Super L	TENA Slip Super XL
Numéro de l'article	711130	711228	711428	712143
Contenuto della confezione	3 x 30 pz	3 x 28 pz	3 x 28 pz	3 x 28 Stk.
Circonferenza dei fianchi raccomandata	56-85 cm	70-122 cm	92-150 cm	120-160cm
Dimensioni del prodotto	69 x 48 cm	80 x 66 cm	94 x 78 cm	98 x 82 cm
Peso del prodotto	76 g	112 g	127 g	148 g
Capacità di assorbimento "Rothwell Test" (ISO 11948-1)	1700 g	2450 g	2650 g	2650 g
Produttore	Essity			
Paese di produzione	Paesi Bassi	Paesi Bassi /Polonia		Paesi Bassi

## Componenti del prodotto

- Polpa di cellulosa
- Poliacrilato di sodio (Super-Absorber)
- Polipropilene, polietilene
- Carbonato di calcio
- Polietere-poliuretano
- Poliestere
- Adesivo

## Caratteristiche del prodotto

- Insetti laterali ComfiStretch™ – per una maggiore elasticità fino al 40%, si adattano facilmente a diverse forme del corpo
- DuoLock Core™ – mantiene la pelle asciutta più a lungo NOVITÀ: asciuttezza migliorata fino al 30%
- Superficie FeelDry™ Advanced – trasferisce immediatamente il liquido al nucleo per una sensazione di assoluta asciuttezza
- ConfioAir™ – il prodotto 100% traspirante lascia respirare la pelle, previene la sudorazione e favorisce una pelle asciutta e sana
- Nuove chiusure in velcro larghe – regolabili più volte per una vestibilità perfetta
- Odour Neutralizer – riduce efficacemente gli odori sgradevoli
- Informazioni codificate per colore su livello di assorbenza, taglia e tipo di prodotto & indicatore di umidità – facilita la scelta e il cambio del prodotto
- Testato dermatologicamente
- Senza lattice