

TENA Slip Super

TENA Slip Super ist ein leicht zu öffnendes All-in-One-Inkontinenzprodukt mit verstellbaren Laschen für perfekten Sitz, Komfort und Auslaufschutz. Dieses Produkt, Teil der TENA ProSkin Slip-Reihe, bietet weiches, textilähnliches Material, körpernahe Passform und einen superabsorbierenden Kern für hohen Auslaufschutz, ideal für eingeschränkt mobile oder immobile Personen. Die FeelDry Advanced™-Technologie hält die Haut trocken und der schnell absorbierende Kern schließt Urin zuverlässig ein. Das atmungsaktive ConfioAir™-Rückenpanel fördert die Hautgesundheit, und das offene Design mit starken Klebelaschen erleichtert den Wechsel im Stehen oder Liegen. Ein Geruchsneutralisierer und Nässeindikator sorgen für Frische. TENA ProSkin Slip ist in verschiedenen Größen und Saugstärken erhältlich



Artikelbezeichnung	TENA Slip Super			
	TENA Slip Super S	TENA Slip Super M	TENA Slip Super L	TENA Slip Super XL
Artikel-Nummer	711130	711228	711428	712143
Verpackungsinhalt	3 x 30 Stk	3 x 28 Stk	3 x 28 Stk	3 x 28 Stk
Empfohlener Hüftumfang	56-85 cm	73-122 cm	92-144 cm Max. bis 159 cm	120 – 160 cm
Produktabmessung	69 x 48 cm	83 x 65 cm	98 x 80 cm	98 x 80 cm
Produktgewicht	76 g	112 g	127 g	148 g
Saugleistung „Rothwell-Test“ (ISO 11948-1)	1700 ml	2450 ml	2650 ml	3100 ml
Hersteller	Essity			
Herstellungsland	Holland/Polen			

Produktbestandteile

- Flockenzellstoff
- Natrium-Polyacrylat (Super-Absorber)
- Polypropylen, Polyethylen
- Calciumcarbonat
- Polyether-Polyurethan
- Polyester
- Klebstoff

Produkteigenschaften

- **Dreifachschutz** für Trockenheit, Sanftheit zur Haut und Auslaufschutz zum Erhalt der natürlichen Hautgesundheit.
- **FeelDry Advanced™** - Die Deck- und die Verteilerschicht saugen Flüssigkeit von der Oberfläche weg und halten somit die Haut trocken.
- **Hoch absorbierender doppelter Saugkern** - für maximale Auslaufsicherheit
- **Atmungsaktive Materialien** - Textilähnliches, atmungsaktives Material, das die Luft zirkulieren lässt und für Hautgesundheit und Komfort sorgt.
- **Extra breite Klettverschlüsse** - vielfach anpassbar für einen perfekten Sitz
- **Zertifiziert von der Skin Health Alliance**
- **Nässeindikator** – verfärbt sich, wenn es Zeit zum Wechseln ist
- **Geruchsneutralisierer** - reduzieren unangenehme Gerüche
- **Dermatologisch getestet**
- **Latexfrei**