

TENA Slip Super

TENA Slip Super est un produit tout-en-un facile à ouvrir avec des languettes réglables pour un ajustement parfait, un confort optimal et une protection contre les fuites. Ce produit, faisant partie de la gamme TENA ProSkin Slip, offre un matériau doux similaire à un textile, une coupe près du corps et un noyau super absorbant pour une protection élevée, idéal pour les personnes à mobilité réduite ou immobiles. La technologie avancée FeelDry™ maintient la peau au sec et le noyau hautement absorbant retient efficacement l'urine, tandis que le panneau dorsal ConfioAir™ fortement respirant favorise la santé de la peau. La conception ouverte avec de solides languettes adhésives facilite le changement en position debout ou allongée. Un neutralisateur d'odeurs et un indicateur d'humidité assurent la fraîcheur. TENA ProSkin Slip est disponible en différentes tailles et niveaux d'absorption.



Désignation de l'article	TENA Slip Super			
	S	M	L	XL
Numéro de l'article	711130	711228	711428	712143
Contenu de l'emballage	3 x 30 Stk	3 x 28 Stk	3 x 28 Stk	3 x 28 Stk
Tour de hanche recommandé	56-85 cm	73-122 cm	92-144 cm Max. bis 159 cm	120 – 160 cm
Dimensions du produit	69 x 48 cm	83 x 65 cm	98 x 80 cm	98 x 80 cm
Poids du produit	76 g	112 g	127 g	148 g
Capacité d'absorption selon le "Test Rothwell" (ISO 11948-1)	1700 ml	2450 ml	2650 ml	3100 ml
Fabricant	Essity			
Pays de fabrication	Gennep, Pays-Bas			

Ingrédients du produit

- Pulpe de cellulose floconneuse
- Sodium polyacrylate (super-absorbant)
- Polypropylène, polyéthylène
- Carbonate de calcium
- Polyéther polyuréthane
- Polyester
- Adhésif

Caractéristiques du produit

- ConfioAir™ - produit entièrement respirant qui permet à la peau de respirer, prévient la transpiration et favorise une peau sèche et saine.
- Ailes et extérieur similaires à un textile - offre une sensation de douceur et de confort.
- Surface FeelDry™ - transporte instantanément les liquides vers le noyau pour une sensation de sécheresse absolue.
- Noyau double à haute absorption - garantit une protection maximale contre les fuites.
- Nouvelles larges fermetures Velcro - ajustables à plusieurs reprises pour un ajustement parfait.
- Neutraliseur d'odeurs - réduit les odeurs désagréables.
- Codes couleur pour l'absorption, la taille et le type de produit, ainsi qu'un indicateur d'humidité - facilitent le choix et le changement de produit.
- Testé dermatologiquement.
- Garanti sans latex.

12/2023, Essity Switzerland AG