

TENA Slip Super

TENA Slip Super è un prodotto per l'incontinenza All-in-One di facile apertura con linguette regolabili per una vestibilità perfetta, comfort e protezione contro le perdite. Questo prodotto, parte della gamma TENA ProSkin Slip, offre un materiale morbido simile a tessuto, una vestibilità aderente e un nucleo superassorbente per una protezione ottimale, ideale per persone con mobilità ridotta o immobili. La tecnologia avanzata FeelDry™ mantiene la pelle asciutta e il nucleo altamente assorbente trattiene in modo affidabile l'urina, mentre il pannello posteriore ConfioAir™ altamente traspirante promuove la salute della pelle. Il design aperto con robuste linguette adesive facilita il cambio in posizione eretta o sdraiata. Un neutralizzatore di odori e un indicatore di umidità garantiscono la freschezza. TENA ProSkin Slip è disponibile in diverse taglie e livelli di assorbenza



Denominazione articolo	TENA Slip Super			
	TENA Slip Super S	TENA Slip Super M	TENA Slip Super L	TENA Slip Super XL
Codice articolo	711130	711228	711428	712143
Contenuto della confezione	3 x 30 pz	3 x 28 pz	3 x 28 pz	3 x 28 pz
Circonferenza dei fianchi raccomandata	56-85 cm	73-122 cm	92-144 cm Max fino a 159 cm	120 – 160cm
Dimensioni del prodotto	69 x 48 cm	83 x 65 cm	98 x 80 cm	98 x 80 cm
Peso del prodotto	76 g	112 g	127 g	148 g
Capacità di assorbimento "Rothwell Test" (ISO 11948-1)	1700 ml	2450 ml	2650 ml	3100 ml
Produttore	Essity			
Paese di produzione	Gennep / Paesi Bassi			

Componenti del prodotto

- Polpa di lanugine
- Poliacrilato di sodio (Super-Absorber)
- Polipropilene, polietilene
- Carbonato di calcio
- Polietere-poliuretano
- Poliestere
- Adesivo

Caratteristiche del prodotto

- **Tripla protezione** - Per una pelle asciutta e morbida, nonché per la protezione dalle perdite al fine di mantenere la salute naturale della pelle.
- **FeelDry Advanced™** - Lo strato superiore e lo strato di distribuzione assorbono i liquidi dalla superficie mantenendo la pelle asciutta.
- **Doppio nucleo ad elevato potere assorbente** - Per la massima sicurezza in caso di perdita
- **Materiali traspiranti** - Materiale tessile e traspirante che permette all'aria di circolare per la salute e il benessere cutaneo.
- **Chiusure in velcro extra larghe** - Diverse regolazioni per una vestibilità perfetta
- **Certificato dalla Skin Health Alliance**
- **Indicatore di cambio** – Si colora quando è tempo di cambiarle
- **Odour Neutralizer** - Contribuisce a ridurre gli odori indesiderati
- **Dermatologicamente testato**
- **Privo di lattice**

•

12/2023, Essity Switzerland AG