

TENA Discreet Einlagen



TENA Discreet Einlagen für diskreten Schutz bei leichter Blasenschwäche.

Artikelbezeichnung	TENA Discreet Mini	TENA Discreet Mini Plus	TENA Discreet Normal
Artikel-Nummer	760364	760384	760806
Verpackungsinhalt	6 x 30 Stk	6 x 20 Stk	12 x 24 Stk
Produktabmessung	21,9 x 7,6 cm 3,9 mm dünn	25,1 x 7,8 cm 5 mm dünn	27,7 x 10,6 cm 7,3 mm dünn
Produktgewicht	7,16 g	10,18 g	13,6 g
Saugleistung Rothwell (ISO 11948-1)	169 ml	240 ml	349 ml
Hersteller	Essity		
Herstellungsland	Niederlande		

Produktbestandteile

- CP-Zellstoff
- Polyester (Vlies)
- Sodium-Polyacrylat (Super-Absorber)
- Hotmelt (Klebstoff)
- Elastische Fäden (Auslaufschutz bei TENA Lady Normal)
- Polypropylene (Vlies auf der Vorderseite)

Produkteigenschaften

- **microPROTEX™ Technologie** - für mehr Diskretion bei gleichbleibender Sicherheit
- **DREIFACHSCHUTZ:**
 - **Fresh Odour Control™** - spezieller Geruchsbinder neutralisiert Gerüche
 - **Absorption Zone** - schnelle Flüssigkeitsaufnahme
 - **Dry Fast Core** - speichernder Saugkern
- **Silky Softness Oberfläche** - für ein besonders angenehmes und weiches Gefühl auf der Haut
- **3D-Passform (Discreet Normal)** - passt sich perfekt dem weiblichen Körper an
- **Anatomisch geformter Saugkern** - für einen verbesserten Tragekomfort
- **Easy Wrap Umverpackung** (Discreet Mini und Mini Plus) - Produkte sind einfach und effizient einzeln verpackt
- **Single Wrap™ (Discreet Normal)** - hygienisch einzeln verpackt
- **Weiche Seitenbündchen (Discreet Normal)** - für extra Komfort und Sicherheit
- **Garantiert latexfrei**
- **Femininer Produktprint**
- **Atmungsaktiv** (Discreet Normal)
- **Atmungsaktives Topsheet** (Discreet Mini und Mini Plus)