

TENA Discreet

protège slip absorbant



Protection discrète et sûre pour les fuites urinaires modérées

Description du produit	TENA Discreet Mini	TENA Discreet Mini Plus	TENA Discreet Normal
Numéro d'article	760364	760384	760806
Contenu de l'emballage	6 x 30 pces	6 x 20 pces	12 x 24 pces
Dimensions du produit	21,9 x 7,6 cm 3,9 mm mince	25,1 x 7,8 cm 5 mm mince	27,7 x 10,6 cm 7,3 mm mince
Poids du produit	7,16 g	10,18 g	13,6 g
Capacité d'absorption "test de Rothwell" (ISO 11948-1)	169 ml	240 ml	349 ml
Fabricant	Essity		
Pays de production	Pays-Bas		

Composants du produit

- Pâte à papier CP
- polyester (non-tissé)
- Polyacrylate de sodium (super-absorbant)
- Hotmelt (adhésif)
- Fils élastiques (protection contre les fuites pour TENA Lady Normal)
- Polypropylène (non-tissé sur la face avant)

Caractéristiques du produit

- **technologie microPROTEX™** - pour plus de discrétion tout en préservant la sécurité
- **TRIPLE PROTECTION :**
 - Fresh Odour Control™ - un absorbeur d'odeurs spécial neutralise les odeurs
 - Zone d'absorption - absorption rapide des liquides
 - Dry Fast Core - noyau absorbant qui retient l'eau
- **Surface Silky Softness** - pour une sensation particulièrement agréable et douce sur la peau
- **Forme 3D (Discreet Normal)** - s'adapte parfaitement au corps de la femme
- **Noyau absorbant de forme anatomique - pour un confort amélioré**
- **Suremballage Easy Wrap** (Discreet Mini et Mini Plus) - les produits sont facilement et efficacement emballés individuellement
- **Single Wrap™ (Discreet Normal)** - emballage individuel hygiénique
- **Bords latéraux souples (Discreet Normal)** - pour un confort et une sécurité supplémentaires
- **Garanti sans latex**
- **Impression féminine du produit**
- **Respirant** (Discreet Normal)
- **Topsheet respirant** (Discreet Mini et Mini Plus)

Stand: 14.04.2023, Essity