



NOBAMED Paul Danz AG

NOBACERVIX®-steril

REF 872406

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der sterile, **zylindrische Tampon**, der **Größe 3,8 cm**, mit einer Füllung aus gepresster Watte und einer feinmaschigen, schlauchförmigen Gestrickumhüllung, ist für die Wundversorgung bei Eingriffen im gynäkologischen Bereich geeignet. NOBACERVIX®-steril ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ist einzeln versiegelt verpackt.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt

Bei einer bekannten Allergie gegen die u. g. Komponente darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBACERVIX®-steril ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse IIa, Regel 5 eingestuft.

Der Tampon entspricht den USP/BP Standards für Baumwolle.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN ISO 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	Folie-Folie-Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

