

Ultrasoundgel

REF:	93.050.00.048	can 5l,	transparent
	93.050.00.049	can 5l,	thicker formulation
	93.050.00.050	cubitainer 5l	
	93.050.00.052	cubitainer 5l and let out tap	
	93.050.00.425	bottle 250ml,	transparent
	93.050.00.435	bottle 500ml,	transparent
	93.050.00.436	bottle 500ml,	transparent, thicker formulation
	93.050.00.443	bottle 1l,	transparent
	93.050.00.444	bottle 1l,	transparent, thicker formulation

Unit:	93.050.00.048	1 pc	Packing Unit: 4 pcs
	93.050.00.049	1 pc	4 pcs.
	93.050.00.050	1 pc	1 pc
	93.050.00.052	1 pc	1 pc
	93.050.00.425	1 pc	24 pcs.
	93.050.00.435	1 pc	24 pcs.
	93.050.00.436	1 pc	24 pcs
	93.050.00.443	12 pcs.	12 pcs.
	93.050.00.444	12 pcs.	12 pcs.

Description

Transparent gel used for external medical application of ultrasound.

The Gel has a good dermal tolerance (ph-7), antibacterial and water-based. The gel is based on de-ionized water and contains no formaldehyde.

Material Composition

<u>Product:</u>	gel:	water, Carbomer, Sodium hydroxide, Propylene glycol Phenoxythanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben
<u>Packing:</u>	individual packing: outer case:	PE corrugated cardboard

Sterilisation

Non - sterile

93.000.00.048-444
QM/Rev.03/11.07.2006
QM/Rev. 04/30.04.2015
QM/Rev. 05/07.09.2015

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH . Medizintechnik seit 1854 . Emil-Hoffmann-Str. 53 . 50996 Cologne . Germany
Tel: +49 (2236) 39 13 – 400 . Fax: +49 (2236) 3913 – 409 . www.dahlhausen.de . export@dahlhausen.de