

Dahlhausen Sekretbeutel 1,5 l

REF: 94.000.00.001
VE: 1 Stück
VSE: 100 Stück

Beschreibung

Steriler Sekretbeutel (universal) mit Konnektor. Der Beutel dient zur Entnahme von Körperflüssigkeiten aus Kathetern und / oder Drainagen.

Die Schlauchlänge beträgt 86 cm.

Materialzusammensetzung

Produkt

Beutel: PVC (DEHP)
Konnektion: ABS, PS, PE, Polyisoprene

Verpackung

Einzelverpackung: PE-Beutel, Papier, Verbundfolie PE/PA
Umkarton: Wellpappe

Sterilisation

EO - Gas

94.000.00.001
QM-Rev. 04 / 22.06.2016
QM-Rev. 05/ 11.11.2022