

# Manschetten-Schutzfolie S, M, L

BZ 300, BZ 350, BZ 400



<b>Artikelbezeichnung</b>	Manschetten-Schutzfolie S, M, L
<b>Artikelnummer</b>	BZ 300 – BZ 350 – BZ 400
<b>Beschreibung</b>	<p>Nizell Medical bietet passend zu den Blutsperren die Manschetten Schutzfolien an, die verhindern, dass Flüssigkeit unter die Blutsperre geraten kann und somit dafür sorgen, dass keine Druckstellen entstehen.</p> <p>BZ 300: Öffnung 5 x 5 cm, Abmessung 44 x 44 cm BZ 350: Öffnung 7 x 10 cm, Abmessung 44 x 44 cm BZ 400: Öffnung 12 x 16 cm, Abmessung 58 x 58 cm</p>
<b>Material</b>	<p>Das Produkt besteht aus TPE (Thermoplastische Elastomere) Dicke 0.12 mm Das Produkt enthält kein Latex.</p>
<b>Verpackung</b>	<p>Verkaufseinheit: 1 Box=520 Stück (52 x 10 Stk. Im Karton) Das Produkt wird unsteril geliefert.</p>
<b>Lagerung</b>	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Herstellung und Konformität</b>	Das Qualität Management System von Nizell Medical GmbH entspricht: ISO 13485:2016
<b>Klassifizierung</b>	Medizin-Produkt Klasse I, CE markiert.
<b>Entsorgung</b>	Das Medizin-Produkt muss als Krankenhausmüll nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.