

## Dahlhausen Sicherheitsfadentrennmesser

REF: 11.000.00.090

VE: 10 Stück

VSE: 200 Stück

### Beschreibung

Das Sicherheitsfadentrennmesser mit Sicherheitsverriegelung und einziehbarer Edelstahlklinge dient der Entfernung von Fäden nach topischem Hautverschluss.

Sie entsprechen den aktuell gültigen Arbeits- und Sicherheits-Vorschriften.

### Materialzusammensetzung

#### Produkt

Klinge: Edelstahl

Griff: ABS

#### Verpackung

Einzelverpackung:

Umverpackung: Wellpappe

### Sterilisation

Gamma

11.000.00.090  
QM/Rev.-Nr. 00/23.11.2011