

Dahlhausen Fadentrennmesser Präzisa

REF: 11.000.00.020 lang

VE: 1.000 Stück

VSE: 10.000 Stück

Beschreibung

Langes Fadentrennmesser (Gesamtlänge 110 mm) zum Durchtrennen von chirurgischem Nahtmaterial.

Materialzusammensetzung

Produkt

Messer: Carbon Stahl

Härtegrad: 725 HV

Verpackung

Einzelverpackung: Aluminiumfolie

Spenderpackung: Pappe

Umkarton: Wellpappe

Sterilisation

Gamma-Bestrahlung

11.000.00.020
QM/Rev.-Nr. 00/ohne Datum
QM/Rev.-Nr. 01/24.03.2003
QM/Rev.-Nr. 02/11.07.2006