

Dahlhausen Sauerstoffverbindungsschlauch Typ 2014

REF: 01.000.02.014

VE: 50 Stück

VSE: 50 Stück

Beschreibung

Sauerstoffverbindungsschlauch 426 cm lang mit Standard Konnektoren beidseits.

Materialzusammensetzung

Produkt:

Sauerstoffverbindungsschlauch: PVC (DEHP-frei)

Verpackung:

Einzelverpackung: Polyethylen

Umverpackung: Wellpappe

01.000.02.014
QM/Rev.-Nr. 00/05.08.2010
QM/Rev.-Nr. 01/11.11.2014