

Dahlhausen Einmal-Skalpelle Präzisa Plus

REF:	11.000.00.510	Fig. 10
	11.000.00.511	Fig. 11
	11.000.00.512	Fig. 12
	11.000.00.515	Fig. 15
	11.000.00.518	Fig. 18
	11.000.00.519	Fig. 19
	11.000.00.520	Fig. 20
	11.000.00.521	Fig. 21
	11.000.00.522	Fig. 22
	11.000.00.523	Fig. 23
	11.000.00.524	Fig. 24

VE: 10 Stück

VSE: 250 Stück

Beschreibung

Einmal-Skalpelle Präzisa plus sind in den Figuren: 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 lieferbar.

Materialzusammensetzung

Produkt

Skalpelle: Edelstahl
Griff: ABS

Verpackung

Einzelverpackung: Papier, Folie PET, PE
Spenderbox: Pappe
Umkarton: Wellpappe

Sterilisation

Gamma-Bestrahlung

11.000.00.510-524
QM-Rev.-Nr. 00 / 22.04.03
QM-Rev.-Nr. 01/ 12.07.2006
QM/Rev.-Nr. 02/13.03.2012
QM/Rev.-Nr. 03/25.07.2016