

Dahlhausen Flachdrainagen

REF	34.000.00.817	-	7 mm
	34.000.00.820	-	10 mm

VE: 10 Stück

VSE: 80 Stück

Beschreibung

Der Flachdrain mit Ableitungsschlauch hat eine Gesamtlänge von 800 mm.

Der perforierte Flachdrain (7 mm bzw. 10 mm breit) ist röntgenkontrastfähig und hat eine Länge von 200 mm, 45 Shore A.

Der Ableitungsschlauch hat eine Länge von 600 mm.

Materialzusammensetzung

Produkt

Flachdrain: Silikon

Schlauch: Silikon

Verpackung

Einzelverpackung: PE-Beutel
Papier, Verbundfolie PA/PE

Karton: Pappe

Umkarton: Wellpappe

Sterilisation

EO-Gas

34.000.00.817+820
QM/Rev.-Nr. 00 / 08.08.00
QM/Rev.-Nr. 00 / 07.11.08