

## Technisches Datenblatt - IrrigaCare Irrigationsbeutel mit Stufenkonnektor, 1.750l, 150 cm Schlauch, unsteril

### Beschreibung & Zweckbestimmung:

- Der IrrigaCare Einlaufbeutel ist ein Einmalprodukt zur rektalen Applikation von Wasser oder nicht-medikamentösen Einlauflösungen.
- Die Verabreichung erfolgt über einen rektal eingeführten Rektalschlauch in das Colon.
- Das Produkt dient der Unterstützung der Entleerung des distalen Colons.
- Es ist für Patienten vorgesehen, die einen Einlauf benötigen, beispielsweise bei Obstipation.
- Die maximale ununterbrochene Anwendungsdauer beträgt 60 Minuten.



### Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Volumen	Schlauchlänge	PZN
07/01/1750/150/GHC	1750 ml	150 cm	20367719

### Material / Produkt Angaben

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Ja
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja
Medizinprodukt	Ja

### Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE
Produkt Klassifikation	I

### Sterilisation

Steril	Unsteril
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

### Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Gewicht / VE	Verpackt	Abnahmemenge
07/01/1750/150/GHC	200 Stück	8,5 kg	einzel steril verpackt	1 VE

### Lagerung und Handhabung

Übermäßige Hitze vermeiden
Vor Frost schützen
Vor Nässe schützen
Einweg Produkt

**GHC** German Health Care GmbH

Hersteller: Conod Medical Co., Limited   No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town   215532 Changshu City, Jiangsu Province   PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	EU-Rep.: Shanghai International Holding Corp. GmbH Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg - Germany CH-Rep.: The Tao of Excellence GmbH   Vorstadt 26 I CH-8200 Schaffhausen - Switzerland	Importeur: GHC German Health Care GmbH   Birkelück 15   24999 Wees   Germany   Tel. +49 (0) 4631 57 200-0   info@ghc-medical.de   www.ghc-medical.de			
Bearbeitet am	25.03.2026	Freigabe	18.03.2026	Revision	001/03.2026