

Rasoir Jetable

REF: 10.000.00.011

Unité: 200 pcs.

Unité d'emballage: 200 pcs.

Description

Rasoir jetable, stérile, tranchant unique. Les rasoirs jetables permettent d'éliminer la pilosité corporelle.

Composition des Matériaux

Produit: poignée: polystyrol
lame: acier inoxydable pour lames de rasoir
Huile de conservation Rustilo DWX 30

Emballage: emballage individuel: papier (qualité médicale)
Film composite (PA/PE)
Protecteur de lames (carton)
boite: carton
suremballage: carton ondulé

Stérilisation

Gaz EO