

## Dahlhausen Masque à oxygène Venturi adulte

REF: 01.000.01.125

VE: 50 pièces

VSE: 50 pièces

### Description

Masque à oxygène pour adulte avec 7 buses pour la concentration en oxygène, tubulure à connexion sécurisée (longueur: 213 cm) et tube annelé.

### Composition des matériaux

#### Produit

Masque:	PVC (sans DEHP)
Pince nasale:	Aluminium
Connecteur:	PP
Élastique:	Sans latex
Tube annelé:	PVC (sans DEHP)
Buse:	PP

#### Emballage

Emballage unitaire:	PE
Suremballage:	Carton ondulé

01.000.01.125  
QM / Rev. 00/05.08.2010  
QM / Rev. 01/16.07.2012