

# Rubans Bleus à Indicateur Vapeur

## Description

Rouleau de ruban adhésif avec indicateurs pour la stérilisation

Réf.: 31BLxxxVE

Papier crêpé Kraft naturel enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel.

Ne contient pas de plomb / Ne contient pas de latex

Absence TSE/BSE : Ne contient pas de tissus animaux ou de produits dérivés de tissus animaux

Présence de traits indicateurs pour la stérilisation vapeur.

Rouleaux emballés individuellement dans un film de protection plastique

## Stérilisation

Vapeur

## Application

Fermeture de paquets réalisés avec des enveloppes de stérilisation en matériau non-tissé

Identification des packs ou autres conditionnements de stérilisation.

Si possible, utiliser un dévidoir de ruban pour faciliter la découpe.

## Performances

Bonne adhésivité sur supports d'emballages en non-tissé

Bonne résistance au procédé de stérilisation vapeur

Virage des indicateurs du vert au brun

## Conditions de stockage

Stocker à l'abri de la lumière, à température ambiante, et à l'abri de l'humidité si possible dans son emballage d'origine.

## Péremption

3 ans à compter de la date de fabrication.

## Conformité

ISO 11140-1 (indicateur)

## Origine

Canada

## Conformité CE

NA

## Données Techniques

PARAMETRES	UNITES	VALEURS
EPAISSEUR	mm	0,15
ADHESIVITE	N/25 mm	8.2
RESISTANCE A LA TRACTION	N/25 mm	87
ALLONGEMENT	%	7
RESISTANCE AU SOLVANT A L'EROSION		Bonne
RESISTANCE A LA TEMPERATURE ET A L'HUMIDITE		Excellente
MANOEUVRABILITE		Excellente