

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

GUANTI CHIRURGICI

Sottoguento chirurgico in poliisoprene, rispettoso della pelle, con alto livello di sensibilità tattile

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- Sottoguento sottile, non lattice, che offre un comfort ottimale nella doppia calzata
- Colore verde per una facile individuazione di eventuali rotture nel guanto
- Guanto PI più morbido e più "allungabile", che offre un comfort superiore rispetto ai guanti Ansell in lattice
- Privi di acceleratori chimici noti come causa di allergie e sensibilizzazioni alle sostanze chimiche di Tipo IV, per un profilo allergenico ottimale
- Guanto liscio con finitura testurizzata che offre una presa adeguata, utilizzabile anche come guanto singolo

I prodotti PI con PI-KARE Technology potrebbero non essere ancora disponibili nel vostro paese. Non esitate a contattare il vostro Rappresentante Ansell.

Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare gli interventi ad alto rischio di ortopedia, traumatologia e cardiologia
- Facile individuazione di una rottura del guanto
- Protezione da acceleratori chimici come tiurami, carbammati e mercapto, noti come causa dell'allergia di Tipo IV alle sostanze chimiche
- Avendo superato la prova sull'embrione del topo (MEA), può essere usato per gli interventi di fecondazione in vitro (IVF)

TECNOLOGIE INTEGRATE



GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	PI (poliisoprene)
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Verde
Spessore	Micro
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Livello di presa	Bassa
Raccomandazione doppia calzata	Sottoguanto
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Libertà dai buchi (livello di ispezione I)	0.65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Xantati, Di-alchil-ditiocarbammato di zinco

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Codice prodotto	340058055	340058060	340058065	340058070	340058075	340058080	340058085

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel US Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
 Tel: +52(442) 296 20 50
 E-mail: csnac@ansell.com
Brasile
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
Cina
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com