

ALCO-PREP® Large

Reinigung der intakten, gesunden Haut vor der Injektion

HOS-610HD

GMDN:47237



Beschreibung

- Tupfer, vollständig gesättigt mit 70%igem Isopropylalkohol U.S.P.
- Versiegelt in einem laminierten Aluminiumfolienbeutel.
- Einwegprodukt, nur zur äußeren Anwendung.

Applikation

- Pre-injektions Reinigung der intakten, gesunder Haut

Kommerzielle Daten

- Artikelcode HOS-610HD
- Typ ALCO-PREP® Large - Pre-injektions Reinigungstupfer
- EAN-Code 5425018680016 (Schachtel) / 14250186805116 (Behälter))
- CNK-Code (Belgien) 3466-224

Technische Daten

- Abmessungen Tupfer 34 x 68 mm (ausgebreitet)
- Material Weich gefalteter, punktierter, nicht-gewebter Tupfer vollständig gesättigt mit 70%igem Isopropylalkohol U.S.P.
- Haltbarkeit 5 Jahre
- Zertifizierung CE-zertifiziert, Klasse 1, nicht steril (Ref. DM1SM201500369)
Die Chargennummer und das Ablaufdatum sind auf jedem Beutel, auf jeder Schachtel und auf jedem Behälter aufgedruckt
- Materialsicherheitsdatenblatt Erhältlich auf Anfrage
- Analysezertifikat Erhältlich auf Anfrage mit allen produzierten Chargen
- Qualitätsmanagement Hospidex NV / Hospidex France SAS
sind gemäß ISO EN 13485:2016 zertifiziert

Verpackungsmaterial

	Schachtel - 100 Beuteln	Behälter - 20 Schachteln	Pallet - 100 Behältern
• Maße	10,4 x 6,8 x 6,0 cm	54x15x14cm	120 x 80 x 155 cm
• Gewicht	0,120 kg	2,8 kg	295 kg