

Masstabelle mediven® struva® 23

Maßtabelle					
Größe	Beinmaße (Umfang in cm)				Farbmarkierung
	Fessel cB	Wade cC	unter Knie cD	Oberschenkel cG	Ferse
Knie (AD)					
I	17 – 19	30 – 35	28 – 34	–	rosa
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	–	blau
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	–	gelb
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	–	rot
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	–	grau
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	–	grün
VII	29 – 31	36 – 48	34 – 47	–	braun
Oberschenkel (AG) auch mit Hüftbefestigung erhältlich					
I	17 – 19	30 – 35	28 – 34	42 – 54	rosa
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	46 – 58	blau
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	50 – 62	gelb
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	54 – 66	rot
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	58 – 70	grau
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	62 – 74	grün
VII	29 – 31	36 – 48	34 – 47	66 – 78	braun