

**NECKFIX® ENDO**

REF 32614



REF 32616



REF 32613



REF 32615



- ▶ Fixierungsband für Endotrachealtuben, ermöglicht die sichere Fixierung von Endotrachealtuben
- ▶ Leichter Schaumstoffkern, ummantelt von einer hautfreundlichen Veloursschicht
- ▶ Die Tubusfixierung ist ca. 6 mm dick und 15 mm breit und ist in verschiedenen Varianten verfügbar:
  - **NECKFIX® ENDO 72 cm**
  - **NECKFIX® ENDO SAFETY K 72 cm** – mit zusätzlichem Sicherheits-Klebe-Klettstreifen
  - **NECKFIX® ENDO 85 cm**
  - **NECKFIX® ENDO SAFETY K 85 cm** – mit zusätzlichem Sicherheits-Klebe-Klettstreifen
- ▶ Ermöglicht schnelle Anpassung auf die gewünschte Halsweite mittels Klettverschluss
- ▶ In verschiedenen Längen verfügbar
- ▶ Farbe: weiß-türkis

**LIEFERUMFANG**

**NECKFIX® ENDO 72 cm** REF 32614  
10 x 10 Tubusfixierung

oder

**NECKFIX® ENDO Safety K 72 cm** REF 32616  
10 x 10 Tubusfixierung mit Sicherheits-Klebe-Klettstreifen

oder

**NECKFIX® ENDO 85 cm** REF 32613  
10 x 10 Tubusfixierung

oder

**NECKFIX® ENDO Safety K 85 cm** REF 32615  
10 x 10 Tubusfixierung mit Sicherheits-Klebe-Klettstreifen

Optional erhältlich:

**NECKFIX® Endo Velcro Strips** REF 32617  
100 x Klebe-Klettstreifen

