

PRODUKTDATENBLATT

Sterican® 27G, 0.40 x 25 mm, grau(9186174)



Attributname	Attributwert
Markenname	Sterican®
Produktname (HC)	Sterican®
Produkttyp	Nadel
Ansatz	Luer-Lock/weiblich
Schliffart	lang
Aussen-ø Kanüle	0.40 mm
Gauge (Kanüle)	27
Farbe	grau
Länge Kanüle (metr.)	25.00 mm
Länge der Kanüle (inch)	1"
Totraumvolumen	0.054 ml
Safety Clip	Nein
Art des Filters	kein Filter
Art der Verpackung	Blister
Prod. (unverp.) enthält PVC	Nein
Prod. (unverp.) enthält DEHP	Nein
Prod. (unverp.) enthält Latex	Nein
Verpackung enthält PVC	Nein
Verpackung enthält DEHP	Nein
Verpackung enthält Latex	Nein

Attributname	Attributwert
Produkt enthält PVC	Nein
Produkt enthält DEHP	Nein
Produkt enthält Latex	Nein
Produkt enthält Nickel	Ja
Sterilität	steril
Sterilisationsart	EO
Einmalgebr./Wiederverwendbar	Einwegartikel