

Produktspezifikation – „Einmal-Pinzette, anatomisch, steril“

1. Produktbezeichnung	Einmal-Pinzette, anatomisch, steril
2. Artikelnummern	36279-3
3. Produktbeschreibung	
Dimensionen	14,5 cm



4. Material	Edelstahl nach DIN EN ISO 7153-1
Latexhaltig	Nein
Phthalathaltig	Nein
REACH Konformität	Ja

5. Zweckbestimmung	Einmalinstrumente Pinzetten dienen zum Halten und Fassen von Geweben und medizinischen Hilfsstoffen. Die Pinzetten von Fuhrmann sind nicht geeignet für die Verwendung am zentralen Nervensystem und am zentralen Kreislaufsystem. Anatomische Pinzetten eignen sich besonders zum schonenden Erfassen leicht verletzlicher Strukturen, wie zum Beispiel Blutgefäßen oder Nerven.
---------------------------	--

6. Hersteller	Fuhrmann GmbH Bövingen 139 D-53804 Much
----------------------	---

7. Klasse / Regel	Klasse IIa, Regel 6
CE-Kennzeichnung	CE 0044

8. Sterilität	Steril
Sterilisationsverfahren	Ethylenoxid
Anwendbares Sterilisationsverfahren	-

9. Bioburden	-
---------------------	---

10. Verpackungssystem	Sterilbarrieresystem nach DIN EN ISO 11607-1, Faltschachtel, Versandkarton
------------------------------	--

11. Haltbarkeit	3 Jahre
------------------------	---------

12. Normative Verweise	DIN EN ISO 7153-1
-------------------------------	-------------------

Produktspezifikation – „Einmal-Pinzette, anatomisch, steril“

13. Lagerungshinweise	Bei Raumtemperatur, sauber, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
14. Ausgabestand	15.09.2022