

Produktspezifikation – „Einmal-Verbandschere, steril“

1. Produktbezeichnung	Einmal-Verbandschere, steril
2. Artikelnummern	36883-3
3. Produktbeschreibung	
Dimensionen	14 cm



4. Material	Edelstahl nach DIN EN ISO 7153-1
Latexhaltig	Nein
Phthalathaltig	Nein
REACH Konformität	Ja
5. Zweckbestimmung	Einmalinstrumente Verbandscheren dienen zum fachgerechten Durchtrennen von Verbandstoffen und somit der sicheren Entfernung von Verbänden.
6. Hersteller	Fuhrmann GmbH Bövingen 139 D-53804 Much
7. Klasse / Regel	Klasse Is, Regel 1
CE-Kennzeichnung	CE 0044
8. Sterilität	Steril
Sterilisationsverfahren	Ethylenoxid
Anwendbares Sterilisationsverfahren	-
9. Bioburden	-
10. Verpackungssystem	Sterilbarriersystem nach DIN EN ISO 11607-1, Faltschachtel, Versandkarton
11. Haltbarkeit	3 Jahre
12. Normative Verweise	DIN EN ISO 7153-1

Produktspezifikation – „Einmal-Verbandschere, steril“

13. Lagerungshinweise	Bei Raumtemperatur, sauber, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
14. Ausgabestand	15.09.2022