



5th GEN. 1,8L

General data

ProduktKode	SHA-50502610
GTIN	5056271508344
Produktname	Sharpsafe® 5th GEN. 1,8L
Beschreibung	Behälter 1,8 Liter bestehend aus 1 Tank + 1 Deckel zum Zusammenbauen
Marke	Sharpsafe®
Geschäftsbereich	Sicherheitslösungen
Kategorie der Sicherheitsverpackung	Behälter für spitze Gegenstände
Indikation	Trennung, Schutz, Transport, Entsorgung von scharfen und nicht scharfen, biologisch gefährlichen Abfällen mit Restflüssigkeiten

Hersteller Info

Made in	United Kingdom
By	Frontier Plastics Ltd
Marketed in	A/B/CH/D/F/LUX/NL
By	Hospidex Group

Kenndaten

Nennvolumen	1,8 l
Totalvolumen	1,75 l
Nützliches Volumen	1,45 l
Maximales Gewicht	0,4 Kg
Hintergrundaspekt des Körpers	Neutral dunkelgrau
Deckelfarbe	Gelb
Etiketten- oder Druckfarbe	Gelb
Farbe der Innentasche	NC
Dominante Farbe	Gelb
Sprachen markieren	FR/NL
	Abmessungen (montiert) in mm
Lang	124 mm
Breit	114 mm
Höhe	220 mm
Öffnung	57 x 53 mm
Zeilenhöhe füllen	178 mm
Gewicht	169 g
Material	Polypropylen recycled 100% (Behälter) + Polypropylen virgin 80% & recycled 20% (Deckel)
Latexfrei	Ja
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks	67%
Autoklavierbar	Ja
Autoklavierbarkeitsbedingungen	134° während 18 Min mit offener Deckel
Vorübergehende Schließung	Ja
Dauerhafte Schließung	Ja
Griffe	1
Zubehör erhältlich	Standfüsse, Tablett, Wagenstützen (siehe Prospekt und Kompatibilitätstabelle)

Logistikinfo

Karton Anzahl	75
Karton gewicht	12,8 Kg
Karton dimensionsen (LxWxH)	606 x 364 x 414 mm
Karton Volumen	91,3218 Dm3
Palette Anzahl	1500 Stück
Palette Gewicht	271 Kg
Palette Dimensionen (LxWxH)	120 x 80 x 230 Zm

Zertifikat Info

ADR (UN3291)	Ja
EN ISO23907-1:2019	Ja
Qualitätszeichen	BSI Kitemark - (NF 302 im Gange)
TRBA250	Ja
NFX30-507:2018	NC
CE MARK	94/62/EC packaging and packaging waste
	Quality management system
ISO 9001	Ja
ISO 13485	Ja
ISO 14001	Ja
ISO 45001	Ja