



## 5<sup>ème</sup> GEN. 1,8 litre

### Données générales

Code produit	SHA-50502610
Code GTIN	5056271508344
Nom du produit	Sharpsafe® 5ème GEN. 1,8 litre
Description	Boîte pour objets perforants 1,8 litre composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

### Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group

## Caractéristiques

Volume nominal	1,8 l
Volume total	1,75 l
Volume utile	1,45 l
Charge maximale	0,4 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sache interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
	<b>Dimensions (assemblé) en mm</b>
Longueur	124 mm
largeur	114 mm
Hauteur	220 mm
Ouverture	57 x 53 mm
Hauteur limite de remplissage	178 mm
Poids	169 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 80% & recyclé 20% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	67%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, plateaux, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)

## Données logistiques

Quantité par carton	75
Poids du carton	12,8 Kg
Dimensions du carton (LxIxH)	606 x 364 x 414 mm
Volume du carton	91,3218 dm <sup>3</sup>
Quantité par palette	1500 unités
Poids de la palette	271 Kg
Dimension de la palette (LxIxH)	120 x 80 x 230 cm

## Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
	<b>Système de management de la qualité</b>
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui