



5th GEN. 3L mit Sicherheitsklappe

General data

ProduktCode	SHA-51455619
GTIN	5056271507774
Produktname	Sharpsafe® 5th GEN. 3L mit Sicherheitsklappe - Cosanum logo
Beschreibung	Behälter 3 Liter bestehend aus 1 Behälter + 1 Deckel zum Zusammenbauen
Marke	Sharpsafe®
Geschäftsbereich	Sicherheitslösungen
Kategorie der Sicherheitsverpackung	Behälter für spitze Gegenstände
Indikation	Trennung, Schutz, Transport, Entsorgung von scharfen und nicht scharfen, biologisch gefährlichen Abfällen mit Restflüssigkeiten

Hersteller Info

Made in	United Kingdom
By	Frontier Plastics Ltd
Marketed in	A/B/CH/D/F/LUX/NL
By	Hospidex Group

Kenndaten

Nennvolumen	3 l
Totalvolumen	2,68 l
Nützlich Volumen	2,27 l
Maximales Gewicht	0,58 Kg
Hintergrundaspekt des Körpers	Neutral dunkelgrau
Deckelfarbe	Gelb
Etiketten- oder Druckfarbe	Gelb
Farbe der Innentasche	NC
Dominante Farbe	Gelb
Sprachen markieren	FR/ITA/DE
	Abmessungen (montiert) in mm
Lang	197 mm
Breit	126 mm
Höhe	203 mm
Öffnung	55 x 55 mm
Zeilenhöhe füllen	160 mm
Gewicht	225 g (233 g mit Sicherheitsklappe)
Material	Polypropylen recycled 100% (Behälter) + Polypropylen virgin 80% & recycled 20% (Deckel)
Latexfrei	Ja
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks	61%
Autoklavierbar	Ja
	134° während 18 Min mit offener Deckel
Vorübergehende Schließung	Ja
Dauerhafte Schließung	Ja
Griffe	1
Zubehör erhältlich	Standfüsse, Tablett, Wagenstützen (siehe Prospekt und Kompatibilitätstabelle)

Logistikinfo

Karton Anzahl	50
Karton gewicht	13,5 Kg
Karton dimensionsen (LxWxH)	585 x 385 x 385 mm
Karton Volumen	86,711625 Dm3
Palette Anzahl	800 Stück
Palette Gewicht	339 Kg
Palette Dimensionen (LxWxH)	120 x 80 x 205 Zm

Zertifikat Info

ADR (UN3291)	Ja
EN ISO23907-1:2019	Ja
Qualitätszeichen	BSI Kitemark - (NF 302 im Gange)
TRBA250	Ja
NFX30-507:2018	NC
CE MARK	94/62/EC packaging and packaging waste
	Quality management system
ISO 9001	Ja
ISO 13485	Ja
ISO 14001	Ja
ISO 45001	Ja