

Q SHA-51952610 (ohne Trichter)  
SHA-51951610 (mit Trichter)



## 5<sup>th</sup> GEN. Quiver 25 L XL (Trichter optionel)

### General data

ProduktKode	SHA-51952610 (ohne Trichter) - SHA-51951610 (mit Trichter)
GTIN	5056271508504 (ohne Trichter) - 5056271508764 (mit Trichter)
Produktname	Sharpsafe® 5th GEN. Quiver 25 L XL (Trichter optionel)
Beschreibung	Behälter 25 Liter XL bestehend aus 1 Behälter + 1 Deckel auf Scharnier
Marke	Sharpsafe®
Geschäftsbereich	Sicherheitslösungen
Kategorie der Sicherheitsverpackung	Behälter für spitze Gegenstände
Indikation	Trennung, Schutz, Transport, Entsorgung von scharfen und nicht scharfen, biologisch gefährlichen Abfällen mit Restflüssigkeiten

### Hersteller Info

Made in	United Kingdom
By	Frontier Plastics Ltd
Marketed in	A/B/CH/D/F/LUX/NL
By	Hospidex Group

## Kenndaten

Nennvolumen	25 l
Volle Lautstärke	25,20 l
Nützliches Volumen	19,60 l
Maximales Gewicht	9 Kg
Hintergrundaspekt des Körpers	Neutral dunkelgrau
Deckelfarbe	Gelb
Etiketten- oder Druckfarbe	Gelb
Farbe der Innentasche	NC
Dominante Farbe	Gelb
Sprachen markieren	FR/NL
	<b>Abmessungen (montiert) in mm</b>
Lang	310 mm
Breit	230 mm
Höhe	790 mm
Öffnung	260 x 165 mm
Zeilenhöhe füllen	669 mm
Gewicht	1 484 g (1 604 g mit Trichter)
Material	Polypropylen recycled 35% (Behälter) + Polypropylen virgin (70% Behälter & 100% Deckel)
Latexfrei	Ja
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks	30%
Autoklavierbar	Ja
Autoklavierbarkeitsbedingungen	Nicht Autoklavierbar
Vorübergehende Schließung	Ja
Dauerhafte Schließung	Ja
Griffe	1
Zubehör erhältlich	Standfüsse, Wagenstützen (siehe Prospekt und Kompatibilitätstabelle)

## Logistikinfo

Karton Anzahl	10
Karton gewicht	15,10 Kg
Karton dimensionsen (LxWxH)	455 x 340 x 914 mm
Karton Volumen	141,3958 Dm3
Palette Anzahl	100 Stück
Palette Gewicht	166 Kg
Palette Dimensionen (LxWxH)	120 x 80 x 230 Zm

## Zertifikat Info

ADR (UN3291)	Ja
EN ISO23907-1:2019	Ja
Qualitätszeichen	BSI Kitemark - (NF 302 im Gange)
TRBA250	Ja
NFX30-507:2018	NC
CE MARK	94/62/EC packaging and packaging waste
	<b>Quality management system</b>
ISO 9001	Ja
ISO 13485	Ja
ISO 14001	Ja
ISO 45001	Ja