



5^{ème} GEN. 0,45 litre ouverture complète

Données générales

Code produit	SHA-51702610
Code GTIN	5056271508283
Nom du produit	Sharpsafe® 5ème GEN. 0,45 litre ouverture complète
Description	Collecteur de poche pour objets perforants 0,45 litre assemblé avec ouverture complète
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety & Infection Control
Catégorie d'emballage de sécurité	Collecteur de poche pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group

Caractéristiques

Volume nominal	0,45 l
Volume total	0,43 l
Volume utile	0,38 l
Charge maximale	0,16 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sache interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
	Dimensions (assemblé) en mm
Longueur	105 mm
largeur	50 mm
Hauteur	170 mm
Ouverture	40 x 30 mm
Hauteur limite de remplissage	137 mm
Poids	83 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 80% & recyclé 20% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	75%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Base, support mural (voir la brochure et le tableau des compatibilités)

Données logistiques

Aantal kartons	100
Karton gewicht	9,2 Kg
Karton afmetingen (LxWxH)	510 x 450 x 350 mm
Karton Volume	80,325 dm3
Aantal op pallet	2400 unités
Totaalgewicht volle pallet	236 Kg
Pallet afmetingen (LxWxH)	120 x 80 x 230 cm

Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
	Système de management de la qualité
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui