

## Dahlhausen Sauerstoffmaske Venturi für Erwachsene

REF: 01.000.01.125

VE: 50 Stück

VSE: 50 Stück

### Beschreibung

Sauerstoffmaske für Erwachsene mit 7 Sauerstoff-Konzentrations-Dilutern sowie Sicherheitsverbindungsschlauch 213 cm und Faltenschlauch.

### Materialzusammensetzung

#### Produkt

Maske:	PVC (DEHP-frei)
Nasenbügel:	Aluminium
Konnektoren:	PP
Band:	latexfrei
Schlauch:	PVC (DEHP-frei)
Dilutor:	PP

#### Verpackung

Einzelverpackung:	PE
Umverpackung:	Wellpappe

01.000.01.125  
QM / Rev. 00/05.08.2010  
QM / Rev. 01/16.07.2012  
QM / Rev. 02/11.11.2014