



5th GEN. 0,2 liter mit grosse Öffnung ohne Abkopplung

General data

ProduktCode	SHA-51732610
GTIN	5056271508214
Produktname	Sharpsafe® 5th GEN. 0,2 liter mit grosse Öffnung ohne Abkopplung
Beschreibung	Taschenbehälter 0,2 Liter montiert mit grosse Öffnung ohne Abkopplung
Marke	Sharpsafe®
Geschäftsbereich	Sicherheitslösungen
Kategorie der Sicherheitsverpackung	Behälter für spitze Gegenstände
Indikation	Trennung, Schutz, Transport, Entsorgung von scharfen und nicht scharfen, biologisch gefährlichen Abfällen mit Restflüssigkeiten

Hersteller Info

Made in	United Kingdom
By	Frontier Plastics Ltd
Marketed in	A/B/CH/D/F/LUX/NL
By	Hospidex Group

Kenndaten

Nennvolumen	0,2 l
Totalvolumen	0,21 l
Nützliches Volumen	0,17 l
Maximales Gewicht	0,08 kg
Hintergrundaspekt des Körpers	Neutral dunkelgrau
Deckelfarbe	Gelb
Etiketten- oder Druckfarbe	Gelb
Farbe der Innentasche	NC
Dominante Farbe	Gelb
Sprachen markieren	FR/NL
	Abmessungen (montiert) in mm
Lang	79 mm
Breit	39 mm
Höhe	146 mm
Öffnung	25 x 20 mm
Zeilenhöhe füllen	113 mm
Gewicht	51 g
Material	Polypropylen recycled 100% (Behälter) + Polypropylen virgin 80% & recycled 20% (Deckel)
Latexfrei	Ja
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks	74%
Autoklavierbar	Ja
Autoklavierbarkeitsbedingungen	134° während 18 Min mit offener Deckel
Vorübergehende Schließung	Ja
Dauerhafte Schließung	Ja
Griffe	1
Zubehör erhältlich	Standfuss

Logistikinfo

Karton Anzahl	100
Karton gewicht	6,35 Kg
Karton dimensionsen (LxWxH)	321 x 306 x 398 Mm
Karton Volumen	39,09395 Dm3
Palette Anzahl	3000 Stück
Palette Gewicht	206 Kg
Palette Dimensionen (LxWxH)	120 x 80 x 230 Zm

Zertifikat Info

ADR (UN3291)	Ja
EN ISO23907-1:2019	Ja
Qualitätszeichen	BSI Kitemark - (NF 302 im Gange)
TRBA250	Ja
NFX30-507:2018	NC
CE MARK	94/62/EC packaging and packaging waste
	Quality management system
ISO 9001	Ja
ISO 13485	Ja
ISO 14001	Ja
ISO 45001	Ja