



5^{ème} GEN. 0,2 litre ouverture complète

Données générales

Code produit	SHA-51732610
Code GTIN	5056271508214
Nom du produit	Sharpsafe® 5ème GEN. 0,2 litre ouverture complète
Description	Collecteur de poche pour objets perforants 0,2 litre assemblé avec ouverture complète
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Collecteur de poche pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group

Caractéristiques

Volume nominal	0,2 l
Volume total	0,21 l
Volume utile	0,17 l
Charge maximale	0,08 kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sache interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
	Dimensions (assemblé) en mm
Longueur	79 mm
largeur	39 mm
Hauteur	146 mm
Ouverture	25 x 20 mm
Hauteur limite de remplissage	113 mm
Poids	51 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 80% & recyclé 20% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	74%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Non

Données logistiques

Quantité par carton	100
Poids du carton	6,35 Kg
Dimensions du carton (LxIxH)	321 x 306 x 398 Mm
Volume du carton	39,09395 dm3
Quantité par palette	3000 unités
Poids de la palette	206 Kg
Dimension de la palette (LxIxH)	120 x 80 x 230 cm

Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
	Système de management de la qualité
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui