

### Beschreibung

#### Artikelnummer

- 69600: Flüssigkeitsundurchlässiger Komfort-Schutzkittel mit Strickbündchen, Large  
69601: Flüssigkeitsundurchlässiger Komfort-Schutzkittel mit Strickbündchen, XX Large  
69602: Flüssigkeitsundurchlässiger Komfort-Schutzkittel mit Daumenschlaufen, Large  
69603: Flüssigkeitsundurchlässiger Komfort-Schutzkittel mit Daumenschlaufen, XX Large

Flüssigkeitsundurchlässig laminiert - blau, Einwegkittel, flüssigkeitsbeständig, Vorderseite beständig gegenüber starkem Flüssigkeitskontakt, am Rücken offen.

#### Maße

	L	XXL
Länge (Schulter bis Kittelsaum, $\pm 1.3$ cm):	121 cm	121 cm
Ärmellänge (Achsel bis Bündchen/Schlaufe, $\pm 1.3$ cm)	61 cm	62 cm
Halslänge ( $\pm 1.3$ cm):	27 cm	27 cm
Breite (Brust, $\pm 1.3$ cm)	71 cm	84 cm
Breite (gesamt, $\pm 1.3$ cm) :	119 cm	140 cm

#### Eigenschaften

Flächengewicht des Grundmaterials: 38 g/m<sup>2</sup>.  
Das Material wurde gemäß ASTM F 1671 auf seine Barriereigenschaften gegenüber Viren getestet und gemäß ASTM F 739-99a auf die Permeation von Flüssigkeiten und Gasen.

### Indikation

Vermeidung der Übertragung von Infektionserregern zwischen OP-Personal und Patient.  
Produkt zum einmaligen Gebrauch.

### Kontraindikationen

Keine besonderen.

### Main materials

Grundmaterial: Spinnvlies-Film, laminiert (Polypropylen)  
Bündchen und Fäden: Polyester  
Halsverschluss: Klebestreifen mit Schutzstreifen.  
Enthält keinen Naturlatex.  
Enthält kein DEHP.



### Sterilisation

Die Produkte sind unsteril.

### Verpackung

69600, 69601, 69602 und 69603: 100 Stück pro Versandkiste.  
10 Stück in 1 Polyethylenbeutel,  
10 Polyethylenbeutel in 1 Versandkiste.  
Strichkodierung: GS1-128 Symbologie, linear, auf Versandkiste und Beuteln.

### Herstellung

Die Produkte werden in China hergestellt.  
Das Qualitätssystem der Produktionsstätten entspricht der ISO 13485.

### Vorschriften

Die Produkte sind mit der CE-Kennzeichnung versehen gemäß Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.  
Produktklasse: I

### Lagerung

Kühl und trocken lagern, fernab von starken Hitzequellen.  
Soweit praktikabel im Versandkarton aufbewahren.

### Haltbarkeit

Nicht festgelegt.